

SKINPEN® PRECISION: LASSEN SIE IHR KÖRPEREIGENES KOLLAGEN DIE ARBEIT ÜBERNEHMEN ... GANZ NATÜRLICH!

-  **Völlig natürlich:** Stoßen Sie die Bildung von neuem Kollagen an – ganz ohne Wärme, ohne Chemikalien und ohne lästige Spritzen. Damit Ihre Haut wieder schön und jugendlich wird.
-  **Beschwerdefrei:** Eine leichte Betäubungscreme kann eingesetzt werden, um maximale Beschwerdefreiheit zu garantieren.
-  **Sicher und wirksam:** Bewährte Ergebnisse durch eine Behandlung, auf die Sie sich verlassen können.*
-  **Schnell und einfach:** Nehmen Sie Ihr Leben praktisch ohne Ausfallzeiten so rasch wie möglich wieder auf.
-  **Für alle Hauttöne und -typen das ganze Jahr über.**

MÖCHTEN SIE, DASS IHRE HAUT BESSER AUSSIEHT?

Feine Linien und Fältchen

Wollen Sie das Aussehen Ihrer feinen Linien und Fältchen verbessern?

Aknenarben

Wollen Sie Ihr Selbstvertrauen zurückerobert, indem Sie das Aussehen von unansehnlichen Narben verbessern?

Dyschromie: Hyperpigmentierung (Melasma), Vitiligo sowie Alters- und Leberflecken (Lentigo solaris)

Pigmentierungsstörungen können für viele Betroffene mit großem seelischem Leid einhergehen. SkinPen Precision könnte die ideale Behandlung sein, um das Aussehen Ihrer Haut zu verbessern.

SCHLIESSEN SIE SICH DEN ÜBER 2 MIO. PATIENTINNEN AN, DIE SICH AUF SKINPEN® PRECISION VERLASSEN



ZUFRIEDENHEIT MIT DER BEHANDLUNG

85%

der PatientInnen gaben nach 1 Monat und 6 Monaten an, mit der Behandlung zufrieden zu sein*

WEITEREMPFEHLUNG DER BEHANDLUNG AN VERWANDTE UND BEKANNTE

90%

nach 1 Monat und 6 Monaten*

Fragen Sie noch heute nach SkinPen Precision!



SkinPen® Precision – bestimmungsgemäße Verwendung nach CE-Kennzeichnung:
SkinPen® Precision ist ein medizinisches Microneedling-Gerät mit Zubehör, das zur Behandlung von Aknenarben im Gesicht von Erwachsenen ab 22 Jahren sowie zur Reduzierung von feinen Linien und Fältchen im Gesicht und am Hals vorgesehen ist. Der SkinPen ist überdies zur Behandlung von Pigmentierungsstörungen (Dyschromie) wie Hyperpigmentierung (Melasma), Vitiligo und Lentigo solaris vorgesehen.

SkinPen® Precision – bestimmungsgemäße Verwendung:
In den USA ist SkinPen® Precision ein medizinisches Microneedling-Gerät mit Zubehör, das zur Behandlung von Fältchen am Hals für Hauttypen II-IV nach Fitzpatrick sowie zur Reduzierung von Aknenarben im Gesicht von Erwachsenen aller Hauttypen ab 22 Jahren vorgesehen ist. Indikationen und Behandlungsbereiche am Körper für SkinPen® Precision können je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter skinpen.com/international

calista medical Vertrieb Schweiz:
Calista GmbH, Altweg 12, 8500 Frauenfeld
www.calistamedical.ch

*Quelle: *Interne Daten von Crown Aesthetics aus einer klinischen Studie zu Aknenarben.
© 2021 Crown Aesthetics | crownaesthetics.com
In den USA patentierter SkinPen-Nadelkopf: 10.667.830 B2 PN#F55P149.00



BRINGEN SIE IHRE *innere Schönheit* ANS TAGESLICHT MIT SKINPEN® PRECISION

Das technologisch fortschrittlichste Microneedling-Gerät zur Neubildung Ihrer Haut



NATÜRLICHE NEUBILDUNG IHRER HAUT MIT SKINPEN® PRECISION

Was ist SkinPen Precision?



SkinPen Precision ist ein erstrangiges Gerät zur Neubildung der Haut, das vorübergehend mikroskopisch kleine Kanäle in Ihrer Haut bildet.

Mit diesem simplen Eingriff werden die natürlichen heilenden Eigenschaften Ihres Körpers aktiviert, und durch die Bildung von mehr Kollagen und Elastin wird Ihre Haut geheilt und nimmt wieder ein gesünderes und jugendlicheres Aussehen an.

Mit SkinPen Precision können Sie zusehen, wie Ihre Haut jugendlicher aussieht und verjüngt wird.

JÜNGER AUSSEHEN ... MIT KOLLAGEN

WIE ES FUNKTIONIERT:

**Warum liest man in den Medien so viel über Kollagen?
Warum ist es so wichtig in der Schönheitsmedizin
und für die Hautverjüngung?**

Kollagen und Elastin sind die grundlegenden Strukturproteine in der Haut, die ihr Halt und Elastizität verleihen.

Mit zunehmendem Alter werden sie immer stärker abgebaut, was zu feinen Linien, Fältchen, herabhängender Haut und großen Poren führt.

Die Regenerierung von Kollagen und Elastin kann zu einem generell jugendlicheren Aussehen beitragen.

Kollagen spielt eine Schlüsselrolle in der Narbenbildung, wie zum Beispiel bei Akne. Unangemessene Signale bei der Pigmentierung führen zu Dyschromien wie etwa Hyperpigmentierung (Melasma), Vitiligo sowie Alters- und Leberflecken (Lentigo solaris). Eine Neubildung der Haut kann eine wichtige Rolle bei der Verbesserung dieser Störungen spielen.



BRINGEN SIE IHRE INNERE SCHÖNHEIT ZUM VORSCHIEIN

Geben Sie Ihrer Haut den jugendlichen Schub, den sie verdient ... mit einer natürlichen Hautverjüngung von innen.

SkinPen® Precision ist ein Microneedling-Gerät für die Kollagen-Induktionstherapie zur Behandlung von Aknenarben sowie feinen Linien und Fältchen. SkinPen Precision hat sich zudem bei der Umkehr der abnormalen Hautpigmentierung, die sich oft bei Hauterkrankungen wie Hyperpigmentierung (Melasma), Vitiligo sowie Alters- und Leberflecken ergibt, als nützlich erwiesen.

SkinPen® Precision – bestimmungsgemäße Verwendung nach CE-Kennzeichnung:
SkinPen® Precision ist ein medizinisches Microneedling-Gerät mit Zubehör, das zur Behandlung von Aknenarben im Gesicht von Erwachsenen ab 22 Jahren sowie zur Reduzierung von feinen Linien und Fältchen im Gesicht und am Hals vorgesehen ist. Der SkinPen ist überdies zur Behandlung von Pigmentierungsstörungen (Dyschromie) wie Hyperpigmentierung (Melasma), Vitiligo und Lentigo solaris vorgesehen.
SkinPen® Precision – bestimmungsgemäße Verwendung:
In den USA ist SkinPen® Precision ein medizinisches Microneedling-Gerät mit Zubehör, das zur Behandlung von Fältchen am Hals für Hauttypen II-IV nach Fitzpatrick sowie zur Reduzierung von Aknenarben im Gesicht von Erwachsenen aller Hauttypen ab 22 Jahren vorgesehen ist. Indikationen und Behandlungsbereiche am Körper für SkinPen® Precision können je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter skinpen.com/international



EINFACHE AKTIVIERUNG IHRES EIGENEN KOLLAGENS FÜR JUGENDLICHER AUSSEHENDE HAUT

SkinPen® Precision ist eine einfache, beschwerdefreie und wirksame Hautverjüngung in lediglich 30 Minuten.

WAS AUF SIE ZUKOMMT:

Leichte Betäubung

Ein Betäubungsmittel wird aufgetragen, um maximale Beschwerdefreiheit während der Behandlung sicherzustellen.

Einfache Behandlung

SkinPen Precision erzeugt Tausende von kontrollierten Mikrokanälen in der Haut, um die natürliche Wundheilungskaskade Ihres Körpers auszulösen.

Dieser Heilungsprozess findet an den behandelten Stellen statt, wo das Gewebe neu gebildet wird, was dazu führt, dass neues Kollagen und Elastin Ihrer Haut ein jüngeres, strafferes und strahlendes Aussehen verleiht.

Schützende Feuchtigkeitzufuhr

Das LIFT-Hydrogel wird auf den Behandlungsbereich aufgetragen, um die Reibung zu reduzieren und Beschwerden zu minimieren.

Ihr Anbieter kann Ihnen anhand Ihrer individuellen Ziele einen Behandlungskurs empfehlen. Für einige Verfahren können mehrere Behandlungen erforderlich sein.



SKINPEN® PRECISION IST DIE BESTE WAHL FÜR VERBLÜFFENDE ERGEBNISSE

AKNENARBEN*

Anz. Verfahren bei dieser Frau: 6



Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Cathy A. Presnick, Licensed Aesthetician, A Perfect Complexion, LLC, Melbourne, FL (USA)

FEINE LINIEN UND FÄLTCHEN*

Anz. Verfahren bei dieser Frau: 4



Fotos: Klinische Studie zu SkinPen Precision.*

Die Sicherheit und Wirksamkeit von SkinPen Precision wurde klinisch nachgewiesen. Es ist das einzige von der FDA zugelassene Gerät und Verfahren, das über die CE-Kennzeichnung verfügt und durch mehr als 90 unabhängige Validierungsstudien abgesichert wird.*

* Interne Unterlagen. Zusammenfassungen von klinischen Studien mit Beteiligung der FDA sowie vollständige Informationen zum Einsatz des Microneedling-Geräts SkinPen Precision finden Sie unter skinpen.com/international